

4. Edycja / czerwiec 2012 r.

Przeznaczenie

Zestaw do dezynfekcji Desinset służy do prostej i bezpiecznej dezynfekcji:

- soczewek kontaktowych
- głowic pomiarowych tonometru firmy HAAG-STREIT.

Bezpieczeństwo



OSTRZEŻENIE!

- Zestaw do dezynfekcji Desinset nie został zdezynfekowany przez wysyłkę i przed pierwszym użyciem należy go wyczyścić oraz zdezynfekować.
- Należy przestrzegać instrukcji użytkowania odpowiednich instrumentów oraz środka dezynfekcyjnego.

Przygotowanie zestawu do dezynfekcji Desinset

- Ściereczkę nasączyć środkiem czyszczącym.
- Usunąć wszystkie widoczne zabrudzenia.
- Środek czyszczący spłukać pod bieżącą wodą (przez ok. 30 – 60 sekund).

Dezynfekcja

- Dezynfekcja opisana poniżej odbywa się przy wykorzystaniu środka dezynfekcyjnego zawierającego alkohol, dopuszczonego do dezynfekcji instrumentów.
- Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór środka.
- W środku tym zanurzone zostaną wszystkie pojemniki.
- Po upływie czasu działania, środek dezynfekcyjny zostanie usunięty z pojemników zgodnie z wytycznymi producenta i wszystkie elementy zostaną wypłukane pod bieżącą wodą, jakościowo zbliżoną do wody pitnej.
- Elementy składowe zestawu do dezynfekcji Desinset osuszyć za pomocą czystej, sterylnej i miękkiej ściereczki jednorazowej.

Wskazówki dotyczące dezynfekcji głowic pomiarowych oraz soczewek kontaktowych

Dezynfekcja niewielkiej liczby elementów:

- Elementy ułożyć tylko na dolnym poziomie podwójnego zestawu
- 600 ml roztworu

Dezynfekcja większej liczby elementów:

- Elementy ułożyć na obu poziomach
- 900 ml roztworu
- pływające elementy umieścić na dole (głowice pomiarowe)
- W celu uzyskania informacji nt. tolerancji materiałów, skuteczności, stężenia oraz okresu zanurzenia środka dezynfekcyjnego:

→ patrz instrukcja użytkowania producenta

Lista sprawdzonych środków dezynfekcyjnych:

www.haag-streit.com

Numer zamówienia:

Zestaw do dezynfekcji

Desinset V

Głowice pomiarowe

oraz soczewki kontaktowe

7220127

Zestaw do dezynfekcji

Desinset AT

Głowice pomiarowe

tonometru

7220128

Zestaw do dezynfekcji

Desinset CG

Soczewki kontaktowe

7220131

Tabela rozcieńczenia

Do przygotowania roztworu dezynfekcyjnego za pomocą koncentratu.

